

Prélèvement d'un échantillon de poils



1

- Mains propres + animal propre
- Eviter absolument de mélanger les poils avec ceux d'autres animaux.
- Arracher les poils dans le sens **inverse** de la pousse.



2

- Il faut 50 à 100 poils avec les racines.



3

- Déplier la feuille adhésive.
- Poser les **racines de poils** sur la carte ouverte.



4

- Rabattre la feuille adhésive et couvrir les poils avec.
- Appuyer sur le bord de la feuille adhésive.



5

- Couper les poils débordant la carte.
- Fermer la carte avec la languette en papier.



6

- Coller l'autocollant de la BDTA sur la carte et comparer encore une fois avec la marque auriculaire.
- **Ne pas couvrir le code à barres préimprimé** sur la carte de poils.
- Saisir la **commande en ligne** dans BrunaNet et **imprimer** le formulaire de commande

Envoyer la **carte de poils** et le **formulaire de commande** dans une enveloppe normale à :
Qualitas SA, sélection génomique, Chamerstrasse 56, 6300 Zoug